



# CuroCell UNO®

– Een nieuwe generatie volledig geautomatiseerde matrasvervangingsystemen met wisseldruk

# Eersteklas matrassysteem

Care of Sweden ontwikkelt, produceert en levert al meer dan 15 jaar kwalitatief uitstekende drukverlichtende matrassen aan zorgeenheden overal ter wereld. De CuroCell-serie matrassen is specifiek ontwikkeld voor gebruik ter voorkoming van decubitus.

De nieuwe CuroCell UNO staat voor innovatie en modern design, terwijl Zweeds vakmanschap de basis vormt voor onze nieuwe generatie eersteklas matrassystemen.

# Het moet eenvoudig zijn

Hoewel de eisen ten aanzien van moderne technologie in de gezondheidssector hoog zijn, verlangt een eenvoudig en correct gebruik van die technologie vaak grote inspanningen. Met de CuroCell UNO hebt u het beste van beide. Ons doel is nauw samen te werken met professionals uit de gezondheidszorg en hen te ondersteunen, waarbij we met het oog op een grotere efficiëntie voortdurend streven naar het verbeteren en vereenvoudigen van de technologie.

# Het matras

## – de basis van de CuroCell UNO

De CuroCell UNO is ontworpen en geconstrueerd in een poging de schuifkrachten tot een minimum te reduceren en tegelijkertijd het microklimaat te optimaliseren. Hij biedt tevens comfort, veiligheid en stabiliteit, met daarbij volautomatische functies die voor een optimale drukontlasting zorgen. Hij is innovatief en tilt eenvoudig in combinatie met automatisering naar een geheel nieuw niveau.

Een onafhankelijk statisch luchtmatras van 5 cm is essentieel voor de veiligheid van de CuroCell UNO. De bovenlaag van 22 luchtcellen omvat ook een schuin hielgedeelte voor zowel drukontlasting als drukverdeling.

Een duurzame binnenhoes houdt de luchtcellen op hun plaats, terwijl de comfortabele en eenvoudig te verwijderen buitenhoes gemakkelijk kan worden gereinigd.





CuroCell UNO

care of sweden  
Supporting Life

care of sweden  
www.careofsweden.se

# De pomp

## – het hart van de CuroCell UNO

Om de kwaliteit van de CuroCell UNO te verbeteren, hebben we een stille en trillingsvrije pomp ontwikkeld, die het hart van het systeem vormt. Deze is uitgerust met een groot en informatief touchscreen paneel met een gebruikersvriendelijke interface. De volautomatische pomp zorgt voor een geautomatiseerde afstelling en zo is elke individuele gebruiker verzekerd van optimale drukontlasting en maximaal comfort. De pomp heeft 3 volautomatische standen: een wisseldrukstand, een pulserende stand en een constante, statische stand.

Dankzij de optionele accu back-up kan het systeem functioneren tijdens vervoer of wanneer de elektriciteit uitvalt. De ingebouwde Pack&Go-functie is een automatische leegloopfunctie, die het matras compact maakt. En daarmee is het eenvoudig te vervoeren of op te slaan. De CuroCell UNO heeft daarnaast een kennisgevingsfunctie, die het verlies van lucht of het uitvallen van de elektriciteit signaleert.



CuroCell UNO

 care of sweden  
Supporting Life

# CuroCell UNO

– Eenvoud op zijn best

Bij Care of Sweden hebben we gebruik gemaakt van de ideeën en gedachten van onze zorgverleners en gebruikers. En via innovatieve technologie en ontwikkeling zijn we tot een eersteklas product gekomen dat eenvoudig in gebruik is. En dat u de tijd geeft om al uw aandacht te besteden aan de gebruiker.









CuroCell UNO

Care of Sweden  
Supporting Life

Care of Sweden  
www.careofsweden.com

# Feiten & eigenschappen



## Feiten

Type: Matrasvervangingsysteem met wisseldruk

Hoogte: 20 cm

Functie: Preventie en behandeling van decubitus tot categorie 4.

Aanbevolen gebruikersgewicht: 0-250 kg.

Afmetingen: 80/85/90/105/120 x 200/210/220 x 20 cm

Garantie: 2 jaar

Reiniging: Afnemen met schoonmaakmiddel en/of desinfecterend middel. Wasbaar in de machine op max. 95 °C, kan in de droger.

## Eigenschappen pomp

- Volautomatische pomp met individuele afstelling
- Groot kleuren touchscreen met gebruikersvriendelijke interface
- 3 standen: Wisseldruk, Pulserend en Statisch
- Pack&Go™-functie
- Stil en trillingsvrij
- Accu back-up (optioneel)
- Zachte ophanguiteinden
- Kennisgevingsfunctie bij verlies van lucht en uitvallen van elektriciteit

## Eigenschappen matras

- Cel op Cel-constructie met veiligheidsmatras
- Hielfunctie
- Statische hoofdcellen
- CPR-functie voor snel leeglopen
- Slim kabelbeheer
- PVC-vrij
- Uniek ontwerp en daardoor eenvoudig te hanteren en gebruiken
- Chloorbestendige (10%) multistretch hoes met gelaste naden
- Goed beschermde rits



[www.careofsweden.com](http://www.careofsweden.com)